

2. 中心静脈栄養法

- 1) 高カロリー輸液（下記、左）
- 2) 輸液ポンプ（下記、右上）
- 3) 輸液ポンプ専用チューブセット（下記、右下）

*AC 電源と充電電池の使用で作動します。充電電池は、4 時間 40 分で満充電となり、24 時間連続使用が可能となります。単 3 形アルカリ電池でも使用可能です。



*輸液ポンプを使用すれば、輸液パックを吊るしても、机においても正常に滴下することができます。

***専用キャリーケース**

輸液パックと輸液ポンプを収納することができます。ケースの外からも作動状況が見えます（緑のランプ）。持ち運びに便利なので、室内の移動や外出も安心できます。

